


MANUEL D'UTILISATION



# Marteau de massage infrarouge



Modèle : SH-222




Modèle : SH-222A



Interrupteur



Vibration



Design à 2  
têtes

<b>Nom</b>	Massage à deux têtes
<b>Modèle</b>	SH-222 SH-222A
<b>Voltage</b>	200-240V
<b>Fréquence</b>	50-60Hz
<b>Fréquence de vibration</b>	Haut, 32 fois par minute
	Bas, 26 fois par minute
<b>Puissance</b>	$\leq 28W$

# Fonction du produit

1. Avant d'utiliser ce produit, évitez les exercices d'échauffement du corps et d'être blessés.
2. Favorise la circulation sanguine.
3. Soulage les muscles tendus et la pression.
4. Massage du pouce pour différents tissus musculaires, massage en profondeur ; comme shujie serré, exercer le muscle et éliminer le stress afin d'obtenir un effet de relâchement.
5. Aide à soulager la douleur, l'enflure et améliorer la flexibilité des tissus tendres et musculaires.
6. Aide à soulager les muscles tendus.
7. Après le sport, utilisez ce masseur, il aidera à soulager plus rapidement les muscles tendus et à éliminer la fatigue.

## Méthodes d'utilisation

1. Branchez l'appareil dans une prise de courant sécurisée.
2. Choisissez à l'aide du bouton poussoir l'intensité du massage, lorsque le bouton est poussé en avant c'est la vitesse max. et inversement. (arrière = vitesse min.)
3. L'appareil peut être fixé à un endroit du corps dans un massage, il peut masser les mains et favoriser la légèreté. Chaque massage ne doit pas durer plus de 5 minutes.
4. Après utilisation, veuillez boire une tasse d'eau chaude, afin de favoriser le métabolisme.
5. Nettoyez avant et après chaque utilisation, il faut tirer pour débrancher l'appareil et rangez le.

## À noter

1. Les femmes enceintes et autres personnes aux maladies graves sont déconseillées d'utiliser cet appareil.
2. Mise en garde, ne pas utiliser dans des endroits humides.
3. Évitez l'utilisation continue et prolongée.
4. Au moindre problème, débranchez l'appareil et contactez le revendeur.
5. Ne jamais l'utiliser sur les yeux ou tout autre endroit sensible.
6. Le massage continu ne devrait pas dépasser 15 minutes.

# Les endroits du corps humain où

Fatigue mentale

Rhumes

Arthrose  
cervical

Hypertension

Baisse de vue

Augmentation  
de l'énergie

Ejaculation  
précoce,  
impuissance

Apathie sexuelle

Hémorroïdes

Arthrite  
inférieure

Bien être général

Asthme

Engourdissement  
du bras

Périarthrite

Estomac

Maux de dos  
aigus ou  
chroniques

Fatigue poitrine,  
genou

Diarrhée,  
constipation

Douleur du nerf  
sciatique

Maladie de la  
nycturie

