

Gebrauchsanweisung

Vibro Shape professional slimming

Dieses Set beinhaltet:

1. Vibro Shape Gürtel
2. Handbediensteuerung
3. AC Adapter
4. Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen

Vibro Shape ist ein hochentwickeltes Gerät. Der Gürtel erzeugt nützliche Klopf- und Vibrationbewegungen, mit dem Ziel einer Verschlankung und Stärkung verschiedener Körperbereiche zu erreichen. Das Gerät imitiert konventionell manuelle Anwendungen nicht nur mit dem Ziel einer integrativen Verbesserung, sondern kann sowohl zum Stressabbau als auch zur generellen Verbesserung der Gesundheit verwendet werden. Hiermit ist das Gerät die perfekte Antwort zu einem aktiven Lebensstil!

Der Gürtel unterstützt beim Fettabbau. Dieses wird über das lymphatische System ausgeschieden. Er fördert eine gute Verdauung und verbessert hierdurch die körperliche Fähigkeit die Nährstoffe aufzunehmen.

Die vom Gerät ausgehende milde Wärme regt die Durchblutung an.

Die verschiedenen Stufen behandeln alle wichtigen Muskelgruppen, dies führt zu einer verbesserten Beweglichkeit.

Der Gürtel stimuliert und massiert das tiefe Gewebe, wie bei einer Physiotherapie und ist dadurch ein Hilfsmittel welches die Mobilität verbessert.

Warnungen

Verwenden Sie das Gerät nicht während der Schwangerschaft.

Wenn Sie sich gerade einer speziellen Behandlung unterziehen, unterrichten und befragen Sie Ihren Arzt oder Therapeuten bevor Sie mit der Anwendung des Gürtels beginnen.

Die Behandlung sollte sofort unterbrochen werden, wenn ungewöhnliche Symptome auftreten.

Das Gerät sollte nicht am Strom angeschlossen bleiben, wenn die Nutzung beendet ist.

Das Gerät darf nicht demontiert, verändert oder repariert werden.

Das Gerät darf nicht mit nassen Händen bedient bzw. benutzt werden.

Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Netzteil, Stecker oder Steckdose.

Das Gerät nie bei hohen Temperaturen oder in feuchter Umgebung benutzen.

Funktionen:

1. Automatisches Programm
2. Manuelles Programm
3. 5 Stufen
4. Hitze-Funktion (Temperaturen zwischen 31 und 65 Grad)
5. Zeitschaltung und Bewegung ohne Zeitschaltung
6. 10 Minuten Auto-Abschaltfunktion

Bedienköpfe

Der Bedienknopf Mode Change (Programm-Wechsel): Erlaubt das springen in alternative Programme

Der Bedienknopf Level Adjustment: Mit dem drücken dieses Bedienknopfes wird entsprechend innerhalb der Levels gewechselt.

Der Bedienknopf Rotation Direction: Mit der Bedienung kann man die Rotation im Uhrzeiger- bzw. gegen den Uhrzeigersinn einstellen bzw. auswählen. (Diese Funktion steht nur im manuellen Modus zur Verfügung).

Power On/Off: Bedienknopf für das Ein- und Ausschalten des Gürtels.

Anwendung

1. Umwickeln Sie den Gürtel eng um ihren Körper. Justieren Sie die Größe und benutzen Sie das Klettband um die Einstellung zu fixieren.
2. Schließen Sie den AC Adapter an den entsprechend Anschluss am Gürtel an.
3. Schließen Sie den Stecker an den Stromanschluss an. Gehen Sie sicher, dass die zu verfügende Stromstärke zu dem Gerät passt. Nachdem das Gerät angeschlossen ist, zeigt sich ein grünes Licht (Kontrollleuchte).
4. Drücken Sie nun den Power Knopf um das Gerät zu starten. Das Gerät läuft nun im Auto Modus, es sei den das durch das Drücken des Mode Knopfes der manuelle Modus gestartet wird.

Auto Modus (Licht ist hierbei grün)

Der Gürtel läuft automatisch im Level 2 und wird komplett rotieren. Der Hoch- und Niedrigknopf kann benutzt werden um den Startlevel auszuwählen. Mindestens Level 1 bis Maximum Level 5.

Manueller Modus (Licht ist hierbei rot)

Der Gürtel beginnt in dem eingestellten Level (z.B. Level 3). Der Hoch- und Niedrigknopf kann benutzt werden um andere Levels auszuwählen.

5. Wenn der Hoch- oder Niedrigknopf aktiviert wird, ist ein Piepton zu hören. Wenn kein Piepton zu hören ist, wurde der Mindest- oder der Maximum Level erreicht.
6. Um innerhalb der Programme zu wechseln, kann jederzeit der Mode Knopf gedrückt werden.
7. Im Manuellen Modus kann der Richtungsknopf benutzt werden, um zwischen einer im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn bewegten Rotation zu wechseln.
8. Während der Benutzung des Gürtels wird eine Hitze zwischen 31 Grad und 65 Grad erzeugt. Zwei über den Gürtel angebrachte Ventilatoren verhindern eine Überhitzung.
9. Das Gerät kann jederzeit über den Powerknopf abgeschaltet werden. Alternativ wird über eine eingebaute 10-Minuten Autofunktion das Gerät automatisch nach Ablauf der Zeit abgeschaltet.

Wichtig Hinweise – bitte beachten:

Während der Benutzung erwärmt sich sowohl der Gürtel als auch der Adapter.

Bitte entfernen Sie das Gerät vom Stromanschluss wenn es nicht benutzt wird.

Der Gürtel und das Zubehör ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Der Gürtel sollte immer in der dafür mitgelieferten Tasche aufbewahrt werden.

Der Gürtel sollte niemals in warmer Umgebung aufbewahrt oder benutzt werden.

Platzieren Sie niemals schwere Gegenstände auf dem Artikel.

Reinigung: Nur im abgekühltem und bei nicht Benutzung reinigen.

Mit einem trockenen Tuch bzw. mit einem milden Reiniger (leicht feucht).